

NET brand Resuscitators can be used to efficiently maintain ventilation, or as resuscitation in other critical situation and are thus basic hospital equipment for health structures and emergency situations.

...dependable
performance



inside

- ▶ Artificial Resuscitators
- ▶ Silicone - Adult
- ▶ Silicone - Child
- ▶ Silicone - Infant
- ▶ Rubber - Adult
- ▶ Rubber - Child
- ▶ Spares & Accessories
- ▶ Face Masks
- ▶ Oxygen Reservoir Bag
- ▶ Guedel Airways
- ▶ Rebreathing Bags
- ▶ Magill Forceps
- ▶ Oxygen Cylinders

ARTIFICIAL RESUSCITATOR SILICONE



ARTIFICIAL RESUSCITATOR (REANIMATION BAG), SILICONE, AUTOCLAVABLE - Deluxe Quality **(100% latex free.)**

Hand operated, compressible self refilling ventilation bag with non-rebreathing patient valve with pressure limitation valve to minimize the risk of over inflating, intake valve with nipple for oxygen tubing. Supplied with oxygen reservoir bag (suitable capacity) and 2 meter oxygen tubing. Resuscitator can be disassembled for cleaning, disinfecting or autoclaving process.

ADULT

CHILD

INFANT

ADULT
(Capacity 1600ml)

AN200G



www.narang.tv/20629

With translucent face mask size: 4.
AN200 : White Color
AN200G : Green Color



AN205G

With translucent face mask size: 3, 4, & 5.
With guedel airways size: 2, 3, & 4.
AN205 : White Color, AN205G : Green Color

CHILD
(Capacity 500ml)



AN225G

AN220G




www.narang.tv/20631

With translucent round face mask size: 1.
AN220 : White Color www.narang.tv/20482
AN220G : Green Color

With translucent face mask size : 1, 2, & 3.
With guedel airways size : 0, 1 & 2.
AN225 : White Color, AN225G : Green Color

INFANT
(Capacity 240ml)

AN230G



 www.narang.tv/20210

With translucent round face mask size : 0.
AN230 : White Color
AN230G : Green Color



AN235G

With translucent face mask size : 0 & 1.
With guedel airways size : 00, 0, & 1.
AN235 : White Color, AN235G : Green Color

FACE MASKS, AUTOCLAVABLE, SILICON FOR DELUXE QUALITY



AN262G
#00



AN266G
#1



AN270G
#3



AN272G
#4



AN264G
#0



AN268G
#2



AN274G
#5

White

AN262 : Size : 00, round shape.
AN264 : Size : 0, round shape.
AN266 : Size : 1, round shape.
AN268 : Size : 2, round shape.
AN270 : Size : 3.
AN272 : Size : 4.
AN274 : Size : 5.

Green

AN262G : Size : 00, round shape.
AN264G : Size : 0, round shape.
AN266G : Size : 1, round shape.
AN268G : Size : 2, round shape.
AN270G : Size : 3.
AN272G : Size : 4.
AN274G : Size : 5.

ARTIFICIAL RESUSCITATOR BLACK RUBBER

Ambu Type Bag (Artificial Resuscitator), Adult
(Autoclavable) Black Rubber

AN002c : With super face mask size : 4.

AN002cs : Without face mask.

Optional : Reservoir bag - AN403 (Order separately).



AN002c

Autoclavable!



AN002f

Ambu Type Bag (Artificial Resuscitator), Adult
Black Rubber

AN002f : With padded face mask with ring.

AN002fs : Without face mask.

Optional : Reservoir bag - AN403 (Order separately).

Ambu Type Bag (Artificial Resuscitator), Adult,
Black Rubber

AN002g : With super face mask size : 4.

AN002gs : Without face mask.

Optional : Reservoir bag - AN403 (Order separately).



AN002g



AN002h

Autoclavable!

Ambu Type Bag (Artificial Resuscitator),
(Autoclavable) Superior, Adult, Black Rubber

AN002h : With super face mask size : 4.

AN002hs : Without face mask.

Optional : Reservoir bag - AN403 (Order separately)



AN001a

Ambu Type Bag, (Artificial Resuscitator), Child Black Rubber with special valve

AN001a : With face mask size: 00 (infant) & 1 (round).



AN001b

Ambu Type Bag, (Artificial Resuscitator), Child Black Rubber with special valve - Autoclavable

AN001b : With face mask size : 2, round shape.

www.narang.tv/83

www.narang.tv/85

Face Mask, Black Rubber

- AN003a: Size: 00, infant.
- AN004a: With S.S. Ring, size: 0, padded.
- AN005 : With S.S. Ring, size: 1, padded.
- AN005a: Size: 1, round shape.
- AN006 : With S.S. Ring, size: 2, padded.
- AN006a: Size: 2, round shape.
- AN007 : With S.S. Ring, size: 3, padded.
- AN008 : With S.S. Ring, size: 4, padded.
- AN009 : With S.S. Ring, size: 5, padded.
- AN009a: With S.S. Ring, size: 6, padded.

Face Mask, Blue Rubber with S.S. Ring

- AN004ax: Size: 0, padded.
- AN005x : Size: 1, padded.
- AN006x : Size: 2, padded.
- AN007x : Size: 3, padded.
- AN008x : Size: 4, padded.
- AN009x : Size: 5, padded.
- AN009ax: Size: 6, padded.

Blue face mask, minimum order 500 pcs.

Face Masks, Super, Transparent Plastic + Black Rubber, Autoclavable

- AN007a : Size : 3.
- AN008a : Size : 4.



www.narang.tv/81

* Also see Head Harness on Pg. 35.14

ARTIFICIAL RESUSCITATOR

Corrugated Tube, Black Rubber

AN020 : Size : 40".

Reservoir Bag, PVC with Adapter

AN401 : To fit our ambu type bags codes: AN001b.

Reservoir Bag, PVC with Adapter


AN403 : To fit our ambu type bags codes: AN002c, AN002f, AN002g & AN002h.

Reservoir Bag, PVC, Capacity 2600ml

AN404 : To fit our ambu type bags codes: AN200, AN200G, AN205, AN205G, AN220, AN220G, AN225, AN225G.

Reservoir Bag, PVC, Capacity 600ml

AN405 : To fit our ambu type bags codes: AN230, AN230G, AN235, AN235G.



Guedel Pattern Airways


AN091 : Size: 00.
AN092 : Size: 0.
AN093 : Size: 1.

AN094 : Size: 2.
AN095 : Size: 3.
AN096 : Size: 4.
AN097 : Size: 5.




Rebreathing Bags		
Code-Black	Code-Green	Capacity
AN011	AN011gx	0.25 Litre
AN012	AN012gx	0.5 Litre
AN013	AN013gx	1 Litre
AN014	AN014gx	1.5 Litre
AN015	AN015gx	2 Litre
AN015a	AN015agx	2.5 Litre
AN016	AN016gx	3 Litre
AN017		4 Litre
AN018		5 Litre
AN019		6 Litre

Note : For green colour rebreathing bags, minimum Order quantity: 500pcs. For assorted sizes.



Rebreathing Bags, Latex Free (Neoprene)	
Code	Capacity
AN212	0.5 Litre
AN213	1 Litre
AN215	2 Litre
AN216	3 Litre



AN410 : Head Harness Rubber
Several holes permit ventilation and holds both the Child & Adult heads. It consists of four rubber straps for attaching to the metal Mask Ring, which fits over the facemask

AN410S : Head Harness Silicon
Color available : Black, White



Magill Forceps, Stainless Steel
AN224 : Magill Forceps, Adult
AN226 : Magill Forceps, Child
AN228 : Magill Forceps, Infant



OXYGEN CYLINDER, EMPTY
 OXY070 : 2.0 Litre
 OXY073 : 3.2 Litre
 OXY077 : 4.0 Litre
 OXY080 : 6.3 Litre
 OXY083 : 8.0 Litre
 OXY086 : 10.0 Litre

OXY500 : Oxygen Regulator with pressure gauge.
 OXY502 : Flowmeter with humidifier bottle.
 OXY504 : Humidifier bottle 200 ml autoclavable plastic.
 OXY506 : Oxygen Regulator with pressure gauge, flowmeter and humidifier bottle.

Minimum order quantity 20 pcs. assorted



REGULATOR BULL NOSE
 ACI-1-BS341 Standard Body
 Inlet : BS341
 Flux : 12 Levels in adjustment



OXY508a : Flow range 0-3 lpm
 OXY508b : Flow range 0-4 lpm
 OXY508c : Flow range 0-8 lpm
 OXY508d : Flow range 0-15 lpm
 OXY508e : Flow range 0-25 lpm

REGULATOR PIN INDEX
 ACI-3-CGA870 Standard Body
 Inlet : CGA870
 Flux : 12 Levels in adjustment,

OXY510a : Flow range 0-3 lpm
 OXY510b : Flow range 0-4 lpm
 OXY510c : Flow range 0-8 lpm
 OXY510d : Flow range 0-15 lpm
 OXY510e : Flow range 0-25 lpm



OXYGEN CYLINDER, ALUMINIUM, EMPTY

SALIENT FEATURES : Light Weight & Portable,
 Corrosion Resistant, Non -Magnetic, Easy to
 handle, Refillable, Suitable for hospitals,
 Nursing Homes & Home Care



OXYGEN CYLINDER,
 STEEL, EMPTY

OX122 : 2.2 Litre
 OX130 : 3.0 Litre
 OX150 : 5.0 Litre
 OX102 : 10.2 Litre
 OX467 : 46.7 Litre

	Water Cap.	Oxygen Cap.	Filling Press.	Outside Dia.		Length		Tare Weight	
Codes	Liters	Ltr.	Kg/cm	Inch	mm	Inch	mm	Lbs	Kgs
OX018	1.8	270	150	4.48	114	12.4	315	4.0	1.8
OX022	2.2	330	150	4.48	114	14.0	355	4.6	2.2
OX031	3.1	465	150	4.48	114	18.5	470	6.8	3.1
OX045	4.5	680	150	4.48	114	24.8	630	9.9	4.5
OX047	10.0	150	150	5.51	140	37.8	960	25.3	9.8

*Aluminium Cylinder available with Pin Index Valves and Bull Nose Valves. Specify type of Valve required.

